



500W POTENCIA EMS MACHINE 4 MANILLAS SIMULTANEAS


+25% MÚSCULO

MÁS

-30% GRASA

MENOS


TRATAMIENTO COMBINADO DE 30 MINUTOS




RF

HIFEM+

-30% GRASA MENOS



+25% MÚSCULO MÁS





EMS MACHINE se basa en un aplicador que emite simultáneamente energías sincronizadas de RF y HIFEM+.

Debido al calentamiento por radiofrecuencia, la temperatura muscular aumenta rápidamente varios grados. Esto prepara los músculos para la exposición al estrés, de forma similar a lo que hace una actividad de calentamiento antes de cualquier entrenamiento. En menos de 4 minutos, la temperatura de la grasa subcutánea alcanza niveles que provocan la apoptosis, es decir, las células grasas se dañan de forma permanente y se eliminan lentamente del cuerpo. Los estudios clínicos demostraron una reducción media del 30 % en la grasa subcutánea.*

Al eludir las limitaciones del cerebro, la energía HIFEM+ contrae las fibras musculares de la zona con intensidades que no se pueden alcanzar durante un entrenamiento voluntario. El estrés extremo obliga al músculo a adaptarse, lo que da lugar a un aumento del número y el crecimiento de las fibras y células musculares. Los estudios clínicos demostraron un aumento medio del 25 % en el volumen muscular.*


MECANISMO DE CONTRACCIÓN MUSCULAR



Músculo flácido con disminución de la densidad y el volumen muscular.

El proceso da como resultado un aumento de la densidad y el volumen muscular.

EMS MACHINE induce contracciones musculares muy fuertes (supramaximales), imposibles de lograr mediante el entrenamiento. Cuando se expone a estas fuertes contracciones, el tejido muscular se ve obligado a adaptarse a condiciones tan extremas. El músculo comienza a remodelar su estructura interna mediante la multiplicación de fibras y su crecimiento. El HIFEM utiliza un rango específico de frecuencias que no permite la relajación muscular entre dos estimulaciones consecutivas. El músculo se ve obligado a permanecer en estado contraído durante varios segundos. Cuando se expone repetidamente a estas condiciones de alta carga, el tejido muscular se ve sometido a estrés y se ve obligado a adaptarse. Estudios recientes han revelado que, de media, se observó un aumento del 15%-16% en el grosor de los músculos abdominales en los pacientes tratados entre uno y dos meses después de los tratamientos con HIFEM.



Los impulsos nerviosos desencadenan una reacción bioquímica que hace que la miosina se adhiera a la actina.

CABEZAL PLANO



ABDOMEN

GLÚTEOS

MUSLOS


ESPALDA

CABEZAL CURVO



BRAZOS


PANTORRILLAS



CABEZAL PELVIS

El dispositivo para el suelo pélvico alivia la incontinencia estimulando y fortaleciendo los músculos subyacentes del suelo pélvico. Durante el tratamiento, el paciente se sienta en un dispositivo especialmente diseñado que transmite energía electromagnética a los músculos del suelo pélvico, lo que los obliga a contraerse. A lo largo del tratamiento, estas contracciones fortalecen los músculos debilitados y restauran el control neuromuscular de la vejiga.





Tipo H

Tipo Plegable


Tipo Voluminoso

Después de parto

Desarrolla los músculos abdominales. Abdominales perfectos y firmes, y abdominales en forma de V.



ANTES



DESPUÉS


EMS MACHINE actúa sobre la zona abdominal contrayendo y tensando los músculos para quemar grasa y esculpir la zona. Este tratamiento puede ayudarle a mejorar la definición muscular que ya está viendo gracias a su rutina de ejercicios. También es ideal para tratar esos centímetros de grasa rebeldes del abdomen que no desaparecen.



EMS MACHINE

PARA EL ABDOMEN





EMS MACHINEVC también actúa sobre los glúteos, utilizando las mismas contracciones musculares supramáximas que en la zona abdominal. Muchos pacientes optan por probar este tratamiento en lugar de un lifting brasileño de glúteos invasivo. La tecnología HIFEM ofrece el primer procedimiento de lifting de glúteos no invasivo del mundo. Este tratamiento puede proporcionarle la curvatura, el tono y el lifting que desea. Es una alternativa al procedimiento de lifting brasileño de glúteos y proporciona una forma definida en lugar de añadir exceso de grasa a la zona.



EMS MACHINE

PARA GLÚTEOS





BRAZO FIJO CON MANGO MULTIDIRECCIONAL ESPECÍFICO

El brazo de soporte fijo multidireccional se puede ajustar libremente en cualquier ángulo de 360°.

El brazo fijo multidireccional facilita enormemente el tratamiento de diversas partes del cuerpo y resuelve perfectamente el problema de que los mangos de los hombros, las asas, los omóplatos y otras partes no son fáciles de fijar. Los usuarios pueden disfrutar fácilmente del tratamiento de aumento de masa muscular y reducción de grasa en diversas partes del cuerpo.



SISTEMA OPERATIVO INTELIGENTE

SELECCIÓN DE GÉNERO


Masculino | Femenino

SELECCIÓN DEL ÁREA DE TRATAMIENTO

Glúteos | Abdomen | Muslos | Brazos | Pantorrillas

SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO

Golpep | Fuerza | Desarrollo muscular | Poner en forma | Quema de grasa



El nuevo sistema operativo puede ajustar automáticamente diferentes parámetros de tratamiento según las diferentes partes del tratamiento; al mismo tiempo, está equipado con cinco modos de funcionamiento diferentes para ajustar directamente los parámetros de tratamiento correspondientes según las necesidades de tratamiento de los clientes. Extremadamente fácil de manejar.

anywhere
esculpe tu cuerpo
anytime



Clinica



Casa



Gimnasio



Oficina

MUSCULPTING NEO tiene una amplia gama de aplicaciones, ya que se puede utilizar en clínicas de belleza, gimnasios e incluso oficinas u hogares para moldear tu cuerpo perfecto en cualquier momento y en cualquier lugar.

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	1-150hz
RF Potencia	800W
Potencia	5000w
Intensidad.....	7 Tesla
Pantalla	12.4 pulgadas de pantalla táctil
Anchura de pulso	310µs±10%
Refrigeración	Refrigeración por aire
Voltaje	AC220V±10% 10A 50HZ , 110V±10% 10A 60HZ



E - B E A U T Y

e-beauty.es